

Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗マウスIgM モノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0009351



前書き

マウス免疫グロブリン重鎖定常領域 μ (P01872) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、パラフィン包埋組織免疫組織化学 (IHC-P)、フローサイトメトリー、ELISAに使用可能。マウスサンプルで検証済み。自然IgMおよび免疫IgMを認識。液性免疫およびB細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスIgM ウサギmAb
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
種特異性	マウス
免疫原	マウスIghm (P01872) のアミノ酸105-454に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体産生宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa/53kD
発送条件	保冷剤 (氷袋)