

Wb、If、Ihc、Elisa用抗マウスIgmラビットモノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0005416



前書き

マウスIgM定常領域（Fc）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。B細胞研究、BCRシグナリング、および液性免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mouse IgM Rabbit mAb
種	Mouse
免疫原	マウスIghm（P01872）のアミノ酸105-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋