

細胞内フローサイトメトリー用 抗マウス IL-12 P40 モノクローナル抗体 () - P43432

商品番号: CM0005254



前書き

マウスIL-12 p40に対するウサギモノクローナル抗体、にコンジュゲート、細胞内フローサイトメトリーで検証済み。T細胞、NK細胞、炎症反応におけるIL-12の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗マウス IL-12 p40 mAb
備考/別名	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3593
遺伝子ID	16160
免疫原	マウスIL-12 p40 (NP_001290173.1) のアミノ酸23-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P43432
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ