


細胞内フローサイトメトリー用抗マウスIL-12 P40モノクローナル抗体 - P43432

商品番号: CM0005194



前書き

マウスIL-12

p40を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しています。組換え免疫原により、免疫学研究における特異性が確保されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL-12 p40 mAb
別名	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3593
GeneID	16160
免疫原	マウスIL-12 p40(NP_001290173.1)のアミノ酸23～335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P43432
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋