

フローサイトメトリー用抗マウスIL-33R/St2モノクローナル抗体（） - P14719

商品番号: CM0004670



前書き

マウスIL-

33R/ST2を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫学研究、免疫細胞プロファイリング、疾患モデル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL-33R/ST2 mAb
備考/別名	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9173
遺伝子ID (マウス)	17082
免疫原	マウスIL-33R/ST2 (NP_001020773.1) のアミノ酸27〜332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P14719
タンパク質分子量	38kDa/65kDa
発送方法	氷袋