

フローサイトメトリー用 抗マウスIl1R1/Cd121Aモノクローナル抗体（） - P13504

商品番号: CM0005335

前書き

標識ウサギ抗マウスIL1R1/CD121aモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウスIL-1受容体タイプ1（67kDa、SWISS P13504）を標的とし、免疫学・炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL1R1/CD121a mAb
別名	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3554
GeneID	16177
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P13504
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤