

Fc用抗マウスIL4モノクローナル抗体（Apc） - P07750

商品番号: CM0005762

前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、マウスIL4に対するAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。B細胞活性化、IgEクラススイッチング、T細胞の発達を制御するTh2サイトカインであるマウスIL4を特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスIL4 mAb
備考/別名	IL-4; BSF-1
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	3565
遺伝子ID	16189
免疫原	マウスIL4（NP_067258.1）のアミノ酸21-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内染色）
交差反応性	マウス
SWISS	P07750
タンパク質分子量	16 kDa
発送方法	保冷剤