

フローサイトメトリー用抗マウスインテグリンα1/Cd49Aモノクローナル抗体（ ） - Q3V3R4

商品番号: CM0004661

前書き

フローサイトメトリー用途向けに開発された、抱合ウサギ由来抗マウスインテグリンα1/CD49aモノクローナル抗体です。マウスサンプルでの検証済みです。推定分子量は130 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスインテグリンα1/CD49a mAb
別名	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3672
GeneID	109700
免疫原	マウスインテグリンα1/CD49a (NP_001028400.2) のアミノ酸29～1141番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q3V3R4
タンパク質分子量	130kDa
発送方法	保冷剤