

フローサイトメトリー（細胞内）用抗マウスKi67モノクローナル抗体（） - E9Pvx6

商品番号: CM0009789

前書き

増殖マーカーであるマウスKi67を標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスサンプルを用いた細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しています。細胞周期および増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ由来抗マウスKi67 モノクローナル抗体
別名	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
反応種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	4288
遺伝子ID	17345
免疫原	マウスKi67（NP_001074586.2）のアミノ酸1816～2163番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（細胞内染色）
交差反応性	マウス
SWISS ID	E9PVX6
タンパク質分子量	351kDa
発送方法	氷袋梱包