

マウス抗Ly-6A/E (Sca-1) モノクローナル抗体（Fc用） - P05533

商品番号: CM0008116

前書き

フローサイトメトリーで検証済みのウサギ抗マウスLy-6A/E (Sca-1) モノクローナル抗体 (P05533)。T細胞活性化に関与するGPIアンカータンパク質を標的とします。マウス免疫学および幹細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス Ly-6A/E (Sca-1) mAb
備考/別名	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
種	マウス
GeneID	110454
免疫原	マウスLy-6A/E (Sca-1)(NP_034868.1)のアミノ酸27-111に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05533
タンパク質分子量	114kDa
配送	アイスバッグ