

フローサイトメトリー（Fc）用抗マウス Ly-6G/Ly-6C（Gr-1）モノクローナル抗体（） - P35461 / P0Cw02

商品番号: CM0009203

前書き

フローサイトメトリー用のマウス Ly-6G/Ly-6C（Gr-1）を標的とする標識ラットモノクローナル抗体。免疫学研究における顆粒球、単球、骨髄由来抑制細胞の確実な同定を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス Ly-6G/Ly-6C（Gr-1） mAb
備考／別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	8600
遺伝子ID	546644/17067
免疫原	マウス Ly-6G/Ly-6C（Gr-1）の組換えタンパク質。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461/P0CW02
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ