


抗マウスMhcクラスII (I-A/I-E) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0010241



前書き

結合ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E)
モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫細胞の表現型解析、組織適合性解析、および診断用研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) mAb
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
遺伝子ID	14969 / 14961 / 381091 / 14960
免疫原	マウスMHCクラスII (I-A/I-E) 組換えタンパク質
供給源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
タンパク質分子量	26kDa / 30kDa / 32kDa
配送	アイスバック