

フローサイトメトリー用 抗マウス Pd-L2/Cd273/B7-Dc モノクローナル抗体 () - Q9Wul5

商品番号: CM0009971



前書き

マウス PD-L2 (CD273/B7-DC) に対するウサギモノクローナル抗体で、に結合されており、フローサイトメトリー用です。PD-1結合を介してT細胞増殖を抑制する免疫チェックポイントリガンドを認識します。マウス免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス PD-L2/CD273/B7-DC mAb
備考/別名	Btde; B7-DC; PD-L2; F730015022Rik
種	マウス
ヒト遺伝子ID	80380
遺伝子ID	58205
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WUL5
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤 (アイスバッグ)