

抗マウスポドプラニンモノクローナル抗体（Fc用） - Q62011

商品番号: CM0011113



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みの、PE標識ウサギモノクローナル抗マウスポドプラニン（Gp38/T1alpha）抗体です。マウスポドプラニンを特異的に検出でき、リンパ管およびがん研究に有用です。SWISS: Q62011。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスポドプラニンモノクローナル抗体
備考/別名	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	10630
GeneID	14726
免疫原	組換えタンパク質：マウスポドプラニン（NP_034359.2）のアミノ酸21-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q62011
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスバック