

Fc用抗マウスSiglec5/Siglec-Fモノクローナル抗体（） - Q920G3

商品番号: CM0009604

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスSiglec 5（Siglec-F）モノクローナル抗体。マウスのシアル酸結合レクチンを検出し、骨髄および血液中の骨髄系細胞系譜細胞の同定に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスSiglec5 mAb
備考／別名	Siglec5 ; mSiglec-F
種	マウス
GeneID（ヒト）	8778
GeneID	233186
免疫原	組換えタンパク質 マウスSiglec5（NP_663556.1）のアミノ酸18～437に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q920G3
タンパク質分子量	61 kDa
輸送	保冷バッグ