

Wb用 抗マウスYthdc1 ポリクローナル抗体 - E9Q5K9

商品番号: CM0024134

前書き

マウスYthdc1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アミノ酸597-736を標的。m6A RNA結合および選択的スプライシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス Ythdc1 ウサギ pAb
備考/別名	mKIAA1966; A730098D12Rik; マウス Ythdc1
種	マウス
GeneID (ヒト)	91746
GeneID (マウス)	231386
免疫原	マウスYthdc1 (NP_808348.2) のアミノ酸597-736に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	E9Q5K9
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ