

抗マウス Zfp541 ウサギポリクローナル抗体 - Zfp541

商品番号: CM0015222

前書き

マウスZfp541を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのZfp541を検出します。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸1-300）。予測分子量：141kDa/148kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Zfp541 ウサギ pAb
備考 / 別名	Znf541; EG666528; Zfp541
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	84215
遺伝子ID (マウス)	666528
免疫原	マウスZfp541 (NP_001092747.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
タンパク質分子量	141kDa/148kDa
輸送	保冷バッグ