

フローサイトメトリー用抗マウス/ラット Cd31/Pecam1

モノクローナル抗体（）- Q08481

商品番号: CM0009463

前書き

マウス/ラット CD31/PECAM1 に対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、白血球の血管内皮透過遊走、内皮細胞接着、血管生物学研究に最適です。マウスおよびラット種を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ラット CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
GeneID（ヒト）	5175
GeneID	18613
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD31（NP_001292086.1）のアミノ酸18～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	保冷剤