

フローサイトメトリー用 抗マウス/ラット CD90.1 モノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0010957

前書き

マウス/ラット CD90.1 (Thy-1) 膜糖タンパク質に特異的な結合マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) でバリデーション済み。細胞間相互作用に関与する GPI アンカー型標的を認識します。免疫表現型解析および神経研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗マウス/ラット CD90.1 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	21838
免疫原	マウス/ラット CD90.1 の組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01831
輸送	保冷バッグ