

抗Mov10 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q9Hce1

商品番号: CM0012377

前書き

MOV10

RNAヘリカーゼに対するウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのMOV10を検出可能。抗ウイルス免疫、レトロトランスポジション、マイクロRNAを介したサイレンシングの研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOV10 ウサギmAb
備考/別名	gb110; fSAP113; MOV10
由来生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4343
遺伝子ID	4343
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q9HCE1
タンパク質分子量	114kDa
輸送方法	保冷剤