


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mpc2 ポリクローナル抗体 - O95563

商品番号: CM0020155



前書き

WB、IHC-P、ELISA用 MPC2

ウサギポリクローナル抗体（別名

BRP44、SLC54A2）。ミトコンドリアピルビン酸キャリア2はピルビン酸の取り込みを媒介し、解糖系と酸化的リン酸化のバランスを保ちます。マウスおよびラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPC2 ウサギ pAb
備考/別名	BRP44; SLC54A2; MPC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25874
GeneID	25874
免疫原	ヒトMPC2 (NP_056230.1) のアミノ酸1-60に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95563
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ