


Anti-Mpdz ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75970

商品番号: CM0017927



前書き

マルチプルPDZドメインタンパク質（MPDZ/MUPP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シナプス可塑性およびタイトジャンクションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPDZ Rabbit pAb
備考/別名	HYC2; MUPP1; MPDZ
種	ヒト
GeneID	8777
免疫原	ヒトMPDZ（NP_003820.2）のアミノ酸1100-1380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75970
タンパク質分子量	222kDa
配送	アイスバッグ