


Anti-Mpg Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - P29372

商品番号: CM0024197



前書き

塩基除去修復に関与するDNA-3-

メチルアデニングリコシラーゼであるMPG

(AAG)に対する、検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します - P29372。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MPG Rabbit pAb
備考/別名	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
種	ヒト
遺伝子ID	4350
免疫原	ヒトMPG (NP_001015052.1) のアミノ酸1-293に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P29372
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスパック