

Wb、Elisa用抗Mpiウサギポリクローナル抗体 - P34949

商品番号: CM0026128

前書き

ヒトMPIに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。糖化および先天性糖化障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPI Rabbit pAb
備考/別名	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4351
GeneID	4351
免疫原	ヒトMPI (NP_002426.1) のアミノ酸1-423に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34949
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバック