


Wb、Elisa用抗Mpp1ポリクローナル抗体 - Q00013

商品番号: CM0028371



前書き

MPP1 (55

kDa赤血球膜タンパク質)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスとの交差反応性を示します。好中球極性および膜タンパク質機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPP1 Rabbit pAb
備考/別名	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4354
遺伝子ID	4354
免疫原	ヒトMPP1 (NP_002427.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q00013
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ