

抗Mpp6ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q9Nzw5

商品番号: CM0014335

前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けのMPP6 (PALS2, VAM1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接合部での足場形成に関与する61kDaの膜タンパク質。神経科学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPP6 ウサギpAb
備考/別名	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51678
遺伝子ID	51678
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMPP6の220-420アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057531.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9NZW5
タンパク質重量	61kDa
配送	アイスバッグ