

Wb、Elisa用 抗Mpzl1 ポリクローナル抗体 - O95297

商品番号: CM0013095



前書き

ヒトMPZL1 (PZR)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ConAシグナル伝達およびインテグリン媒介性運動に関与する29 kDaの細胞表面受容体を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPZL1 ウサギ pAb
備考/別名	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
種	ヒト
GeneID	9019
免疫原	ヒトMPZL1 (NP_003944.1) のアミノ酸195-269に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95297
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ