


Wb、Elisa用抗Mrasラビットモノクローナル抗体 - O14807

商品番号: CM0003853



前書き

ヒトMras (R-Ras3)

を標的とするラビットモノクローナル抗体。合成ペプチド (aa 109-

208) を免疫原として作製されました。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。がんおよび神経科学研究におけるRas-MAPKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mras Rabbit mAb
備考/別名	NS11; M-RAS; RRAS3; R-RAS3; Mras
種	ヒト
遺伝子ID	22808
免疫原	ヒトMras (O14807) のアミノ酸109-208内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14807
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ