

Wb、Elisa用抗Mrc2ポリクローナル抗体 - Q9Ubg0

商品番号: CM0028544



前書き

ヒトMRC2（CD280、UPARAP、ENDO180）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウス試料中の約167

kDaの内在性MRC2を検出します。癌およびコラーゲンリモデリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRC2 Rabbit pAb
略号／別名	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9902
GeneID	9902
免疫原	ヒトMRC2（NP_006030.2）のアミノ酸120-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UBG0
タンパク質分子量	167kDa
発送方法	保冷剤