


Wb、Ip、Elisa用 抗Mre11 ポリクローナル抗体 - P49959

商品番号: CM0018165



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みのMRE11ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプル中の内因性MRE11を検出します。DNA損傷応答とゲノム安定性に必須のMRN複合体の主要構成要素である、二本鎖切断修復タンパク質MRE11を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRE11 ウサギ pAb
備考/別名	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4361
GeneID	4361
免疫原	ヒトMRE11 (NP_005582.1) のアミノ酸290-485に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P49959
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ