


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Mre11 ウサギポリクローナル抗体 - P49959

商品番号: CM0024673



前書き

ヒトMRE11に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプル中のMRE11（81 kDa）を検出します。DNA修復およびテロメア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRE11 Rabbit pAb
備考/別名	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4361
GeneID	4361
免疫原	ヒトMRE11 (NP_005582.1) のアミノ酸1-302に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49959
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋