

WbおよびElisa用Anti-Mrfap1ポリクローナル抗体 - Q9Y605

商品番号: CM0028589

前書き

ヒトMRFAP1（MORF4ファミリー関連タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。組換え免疫原；分子量15 kDa。転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRFAP1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PGR1, PAM14, MRFAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93621
GeneID	93621
免疫原	ヒトMRFAP1（NP_150638.1）のアミノ酸1-127に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y605
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋