

ウエスタンブロッティング・Elisa用 抗Mrgprx1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Lb2

商品番号: CM0016201



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナル抗MRGPRX1抗体です。ヒトMRGPRX1（36 kDa）を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。かゆみと痛みのメカニズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRGPRX1 ウサギ pAb
備考・別名	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
対象種	ヒト
遺伝子ID	259249 (ヒト)
免疫原	ヒトMRGPRX1 (NP_671732.3) のアミノ酸263～322番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96LB2
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤梱包