

Wb・Elisa用抗Mri1ポリクローナル抗体 - Q9Bv20

商品番号: CM0014314



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用の、ヒトMRI1（M1Pi/MTNA/MRDI）に対するウサギポリクローナル抗体です。約39 kDaのバンドを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。メチオニン代謝や細胞浸潤の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRI1 ウサギpAb
備考／別名	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; MRI1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84245
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRI1（NP_001026897.1）のアミノ酸1-369番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV20
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤