


Anti-Mrm3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Hc36

商品番号: CM0027873



前書き

ヒトMRM3（rRNAメチルトランスフェラーゼ3、ミトコンドリア）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用に設計されています。ミトコンドリアrRNAのメチル化および関連する調節経路の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRM3 Rabbit pAb
備考/別名	RMTL1; RNMTL1; MRM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55178
GeneID	55178
免疫原	ヒトMRM3（NP_060616.1）のアミノ酸1-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HC36
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋