

Anti-Mrp1/Abcc1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P33527

商品番号: CM0004809



前書き

ヒトMRP1/ABCC1（多剤耐性関連タンパク質1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。分子量：172 kDa。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP1/ABCC1 Rabbit mAb
備考/別名	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4363
GeneID	4363
免疫原	ヒトMRP1/ABCC1 (NP_004987.2) のアミノ酸210-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33527
タンパク質分子量	172kDa
配送	アイスバッグ