

抗Mrp1/Abcc1 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - P33527

商品番号: CM0013791



前書き

172

kDaの多剤耐性関連タンパク質であるヒトMRP1/ABCC1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。薬剤耐性やABCトランスポーター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP1/ABCC1 ウサギpAb
備考・別名	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4363
GeneID	4363
免疫原	ヒトMRP1/ABCC1 (NP_004987.2) のアミノ酸850～960番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P33527
タンパク質分子量	172kDa
配送方法	保冷剤