


Anti-Mrp1/Abcc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

商品番号: CM0031092



前書き

ヒトMRP1/ABCC1 (172 kDa、P33527) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのMRP1と交差反応します。多剤耐性および輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
備考/別名	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4363
遺伝子ID	4363
免疫原	ヒトMRP1/ABCC1 (NP_004987.2) のアミノ酸850-960に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33527
タンパク質分子量	172kDa
配送	氷袋