


抗Mrp3ウサギポリクローナル抗体（If-P、Elisa用） - O15438

商品番号: CM0019020



前書き

高品質な抗MRP3ウサギポリクローナル抗体で、IF-PおよびELISAでの使用が検証済みです。多剤耐性、胆汁酸輸送、肝細胞からの排出に関与するABCトランスポーターであるヒトMRP3（ABCC3、169 kDa）を検出します。肝臓研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP3 Rabbit pAb
別名	MTP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
対象種	ヒト
遺伝子ID	8714
免疫原	ヒトMRP3 (NP_003777.2) のアミノ酸855～954番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15438
タンパク質分子量	169kDa
発送方法	氷袋