


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mrp4/Abcc4ポリクローナル抗体 - O15439

商品番号: CM0023904



前書き

多剤耐性トランスポーターであるMRP4/ABCC4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。薬剤耐性、細胞内シグナル伝達、輸送機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	MRP4/ABCC4 ウサギ pAb
備考/別名	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
種	ヒト
GeneID	10257
免疫原	ヒトMRP4/ABCC4 (NP_005836.2) のアミノ酸1067-1325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15439
タンパク質分子量	150kDa
発送	保冷バッグ