


抗Mrp4/Abcc4ウサギモノクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 - O15439

商品番号: CM0005127



前書き

ヒトMRP4/ABCC4（多剤耐性関連タンパク質4）を標的とするKD検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに最適です。150kDaのタンパク質を検出し、免疫原はC末端領域（aa 1067-1325）をカバーしています。薬物輸送および耐性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRP4/ABCC4 ウサギmAb
備考/別名	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10257
GeneID	10257
免疫原	組換えタンパク質[ヒトMRP4/ABCC4 (NP_005836.2) のアミノ酸1067-1325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15439
タンパク質分子量	150kDa
発送方法	氷袋