


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Mrp4/Abcc4 ウサギポリクローナル抗体 - O15439

商品番号: CM0020306



前書き

ヒトATP結合カセットサブファミリーCメンバー4 (ABCC4/MRP4)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。薬剤耐性、輸送、細胞内シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP4/ABCC4 ウサギ pAb
備考/別名	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10257
GeneID	10257
免疫原	ヒトMRP4/ABCC4 (NP_005836.2) のアミノ酸1067-1325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	O15439
タンパク質分子量	150kDa
発送	保冷バッグ