


Anti-Mrpl12 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

商品番号: CM0005312



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用として検証された、高特異性の抗MRPL12ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMRPL12（翻訳および転写に参与するミトコンドリアリボソームタンパク質）を検出します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL12 Rabbit mAb
備考/別名	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
種	ヒト
GeneID	6182 (ヒト)
免疫原	ヒトMRPL12 (NP_002940.2) のアミノ酸46-198に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52815
タンパク質分子量	21 kDa
配送	氷袋