


ウェスタンブロット用 抗Mrpl12 ウサギポリクローナル抗体 - P52815

商品番号: CM0025591



前書き

ヒトMRPL12（翻訳および転写活性化に関与するミトコンドリアリボソームタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL12 ウサギ pAb
備考/別名	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6182
GeneID	6182
免疫原	ヒトMRPL12のアミノ酸1-198に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002940.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52815
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷剤