


抗Mrpl13ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Byd1

商品番号: CM0029865



前書き

MRPL13ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ミトコンドリアリボソーム研究、タンパク質発現解析、免疫組織化学に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL13 Rabbit pAb
備考/別名	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	28998
遺伝子ID	28998
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRPL13 (NP_054797.2) のアミノ酸1-178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYD1
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	氷袋梱包