


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mrpl13ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byd1

商品番号: CM0019641



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗MRPL13ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアリボソームタンパク質L13（20 kDa）を標的とします。ミトコンドリア機能および翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL13ウサギpAb
備考／別名	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; ミトコンドリアリボソームタンパク質L13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	28998
GeneID	28998
免疫原	ヒトMRPL13（NP_054797.2）のアミノ酸70～178内にある合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYD1
タンパク質分子量	20 kDa
発送方法	保冷バッグ