


Wb、Elisa用抗Mrpl15ウサギポリクローナル抗体 - Q9P015

商品番号: CM0019422



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMRPL15ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMRPL15と交差反応します。ミトコンドリアリボソームの研究およびタンパク質発現解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL15ウサギpAb
備考／別名	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; ミトコンドリアリボソームタンパク質L15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29088
GeneID	29088
免疫原	合成ペプチド。ヒトMRPL15 (NP_054894.1) のアミノ酸197～296内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P015
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ