


Wb、Elisa用抗Mrpl16ポリクローナル抗体 - Q9Nx20

商品番号: CM0023716



前書き

ヒトMRPL16（ミトコンドリアリボソームタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ミトコンドリアリボソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL16 Rabbit pAb
備考/別名	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54948
GeneID	54948
免疫原	ヒトMRPL16 (NP_060310.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NX20
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ