


Wb、If、Elisa用 抗Mrpl18 ポリクローナル抗体 - Q9H0U6

商品番号: CM0019998



前書き

ウエスタンブロット（WB）、IF/ICC、およびELISAで検証済みのMRPL18ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMRPL18（21 kDaのミトコンドリアリボソームタンパク質、5S rRNAの取り込みに関与）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL18ウサギ pAb
備考/別名	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
種	ヒト
GeneID	29074
免疫原	ヒトMRPL18（NP_054880.2）のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0U6
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ