


Anti-Mrpl18 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Cql5

商品番号: CM0024328



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-Mrpl18ウサギポリクローナル抗体で、ミトコンドリアリボソームタンパク質L18（MRP-L18）を標的としています。ヒトおよびマウスのMrpl18と交差反応し、ミトコンドリアリボソームとRNAインポートの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mrpl18 Rabbit pAb
別名	HSPC071; MRP-L18; I010001C05Rik; Mrpl18
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29074
遺伝子ID（マウス）	67681
免疫原	マウスMrpl18（NP_080586.1）のアミノ酸42～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9CQL5
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋